

Abhd5 Rabbit Pab - Q8Wts1

품목 번호: CM0028867

소개

ABHD5 (CGI-58, Q8WTS1)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 지질 대사, 트리아실글리세롤 조절, 각질형성세포 분화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABHD5 Rabbit pAb
비고/별칭	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
종	인간
GeneID (인간)	51099
GeneID	51099
면역원	인간 ABHD5 (NP_057090.2)의 아미노산 1-349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8WTS1
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백