

Acbd5 Rabbit Pab - Q5T8D3

품목 번호: CM0012864



소개

인간 ACBD5 (Q5T8D3)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 폐오파지, 지질 대사 및 퍼옥시좀 연구에 적합합니다. 인간 샘플과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACBD5 Rabbit pAb
비고/별칭	RDLKD; ACBD5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	91452
면역원(Immunogen)	인간 ACBD5 (NP_663736.2)의 아미노산 170-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q5T8D3
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)