


Wb, Ip, Elisa용 Ace1 토끼 단클론 항체 - P12821

품목 번호: CM0002240



소개

인간 안지오텐신 전환 효소(ACE1, CD143)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 웨스턴 블로팅, 면역침전 및 ELISA에서 검증되었습니다. 혈압 및 심혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACE1 토끼 mAb
비고/별칭	DCP; ACE1; DCP1; CD143
종	인간
GeneID (인간)	1636
GeneID	1636
면역원	합성 펩타이드 인간 ACE1(P12821)의 아미노산 1200-1306 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P12821
단백질 분자량	150kDa
배송 방법	아이스 팩