

Acetyl-Alpha Tubulin K40 Rabbit Monoclonal Antibody (Q71U36) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000175



소개

재조합 토끼 단일클론 항체로, 인간 알파-튜불린(TUBA1A, Q71U36)의 아세틸화된 K40을 표적합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포골격 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Acetyl-alpha Tubulin -K40 Rabbit mAb
비고/별칭	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetyl-alpha Tubulin -K40
종	인간
GeneID (Human)	7846
GeneID	7846
면역원	합성 펩타이드 인간 알파 튜불린(NP_001257328.1)의 K40 주변 합성 아세틸화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q71U36
단백질 분자량	50 kDa
배송	아이스백