

아세틸-알파 튜불린 (K40) 토끼 다클론 항체 (Q71U36), Wb, If-P, Elisa용

품목 번호: CM0000108



소개

인간 알파-튜불린(TUBA1A, Q71U36)의 아세틸화 라이신 40에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트 튜불린과 교차 반응합니다. 아세틸화 및 미세소관 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-알파 튜불린 -K40 토끼 pAb
비고/별칭	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; 아세틸-알파 튜불린 -K40
종	인간
유전자ID	7846
면역원	인간 알파 튜불린 K40 주변의 합성 아세틸화 펩티드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q71U36
단백질 분자량	50kDa
배송 방법	아이스 팩