


아세틸-Brd4 (K332) 토끼 다클론 항체 (Swiss O60885) | Wb, Elisa - Brd4

아세틸화 검출

품목 번호: CM0000116



소개

아세틸-BRD4-K332 토끼 pAb (O60885)은 인간 및 마우스 시료에서 라이신 332 위치의 아세틸화 BRD4를 특이적으로 검출합니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 본 항체는 후생유전학 조절 및 전사 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-BRD4-K332 토끼 pAb
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; 아세틸-BRD4-K332
종	인간
GeneID (인간)	23476
GeneID	23476
면역원	합성 펩타이드 인간 BRD4 (NP_490597.1)의 K332 주변 합성 아세틸화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60885
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스 팩