

Acetyl-Dnmt1 (K1127/K1129/K1131/K1133) Rabbit Polyclonal Antibody (P26358) For Ihc-P, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000115



소개

K1127, K1129, K1131, K1133 (UniProt P26358)에서 아세틸화된 DNMT1을 표적하는 토끼 폴리클론항체. IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 183 kDa. DNA 메틸화 및 후성유전학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133 Rabbit pAb
비고/별칭	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSNIE; ADCADN; m.HsaI; Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133
종	인간
GeneID (인간)	1786
GeneID	1786
면역원	인간 DNMT1 (NP_001124295.1)의 K1127, K1129, K1131, K1133 주변의 합성 아세틸화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26358
단백질 분자량	183kDa
배송	아이스백