


아세틸-히스톤 H1.4-K26 토끼 다클론 항체 (P10412) | Ihc-P, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000152



소개

아세틸-히스톤 H1.4-K26 토끼 pAb (P10412)는 IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H1.4-K26 토끼 pAb
비고/별칭	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dJ221C16.5; 아세틸-히스톤 H1.4-K26
종	사람
GeneID (사람)	3008
GeneID	3008
면역원	합성 펩타이드: 사람 히스톤 H1.4 (NP_005312.1)의 K26 부위 합성 아세틸화 펩타이드입니다.
출처	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P10412
단백질 분자량	22kDa
배송 방법	아이스백