


아세틸-히스톤 H2A (K5) 토끼 다클론 항체 (P04908/P0C0S8) Wb, If/Icc, Elisa용

품목 번호: CM0000167



소개

인간 히스톤 H2A (SWISS P04908/P0C0S8)의 아세틸화 라이신 5 (K5ac)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 넓은 종 범위에서 반응성이 예측됩니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H2A-K5 토끼 pAb
비고/별칭	H2A/c; H2AFC; H2AC11; H2AC15; H2AC16; H2AC17; HIST1H2AI; 아세틸-히스톤 H2A-K5
종	인간
유전자ID (인간)	H2A
유전자ID	3012/8329
면역원	합성 펩티드: 인간 히스톤 H2A (NP_003508.1)의 K5 부위 아세틸화 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측됨)
SWISS	P04908/P0C0S8
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백