


Acetyl-Histone H2B-K12 토끼 다클론 항체 (P62807/Q16778) - Wb, Ihc-P, Chip용

품목 번호: CM0000110



소개

라이신 12(K12)에서 아세틸화된 히스톤 H2B(P62807/Q16778)에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스, 랫드 및 기타 종과 반응하며, 염색질 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H2B-K12 토끼 다클론 항체
비고/별칭	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetyl-Histone H2B-K12
종	인간
유전자 ID (인간)	3017/8349
유전자 ID	H2B
면역원	인간 히스톤 H2B의 K12 주변 합성 아세틸화 펩타이드 (NP_003519.1)
출처	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 기타 (광범위한 예측)
SWISS	P62807/Q16778
단백질 무게	14kDa
배송	아이스팩