


Acetyl-Histone H2B-K15 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa | P62807/Q16778

품목 번호: CM0000100



소개

히스톤 H2B (SWISS: P62807/Q16778)의 아세틸화된 라이신 15를 표적하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종과 반응할 것으로 예측됨.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	Acetyl-Histone H2B-K15 Rabbit pAb
종	인간
GeneID (인간)	H2B
GeneID	3017/8349
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H2B (NP_003519.1)의 K15 주변 합성 아세틸화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P62807/Q16778
배송	아이스팩