


아세틸-히스톤 H2B-K20 토끼 폴리클론항체 (P62807/Q16778) (Wb, Elisa, Chip 용)

품목 번호: CM0000162



소개

아세틸-히스톤 H2B-K20 토끼 pAb는 인간 히스톤 H2B (SWISS P62807/Q16778)의 라이신 20 아세틸화를 특이적으로 검출합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었습니다. 후성유전학 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	아세틸-히스톤 H2B-K20 토끼 pAb
비고/별칭	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetyl-Histone H2B-K20
종	인간
GeneID (인간)	H2B
GeneID	3017/8349
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H2B (NP_003519.1)의 K20 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원산지	토끼
범주	아세틸화 항체
적용 분야	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62807/Q16778
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백