


Acetyl-Histone H2B-K5 Rabbit Polyclonal Antibody (P62807/Q16778) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000127



소개

CamelBio의 Acetyl-Histone H2B-K5 Rabbit pAb은 인간 히스톤 H2B (SWISS P62807/Q16778)의 아세틸화된 리신 5에 특이적이며, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 후성유전학 연구를 위해 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종과의 광범위한 교차 반응성이 예측됩니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H2B-K5 Rabbit pAb
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	H2B
GeneID	3017/8349
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H2B (NP_003519.1)의 K5 주변 합성 아세틸화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체(Acetylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위한 예측)
SWISS	P62807/Q16778
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)