

Acetyl-Histone H3-K14 Rabbit Monoclonal Antibody (Q16695 / P68431) For Wb, Db, Chip, Elisa

품목 번호: CM0000096



소개

Acetyl-Histone H3-K14 Rabbit mAb는 웨스턴 블롯, 도트 블롯, 크로마틴 면역침강, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 히스톤 H3(Q16695/P68431)의 아세틸화된 K14를 인식하며, 쥐와 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 크로마틴 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K14 Rabbit mAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
종	인간
GeneID (인간)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K14 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원천	토끼
범주	아세틸화 항체
응용 분야	WB, DB, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백