


Acetyl-Histone H3 (K14) Rabbit Polyclonal Antibody | Q16695 / P68431 | Wb, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000155



소개

리신 14 (K14)에서 아세틸화된 히스톤 H3를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종(광범위한 반응 예상)을 검출합니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K14
종	Human
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간 H3 (NP_003520.1)의 K14 주변 합성 아세틸화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Acetylated Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat, Other (Wide Range Predicted)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩