


Acetyl-Histone H3-K18 (P68431/Q16695) Rabbit Mab | Western Blot, Chip, Elisa

품목 번호: CM0000130



소개

히스톤 H3 (P68431/Q16695)의 아세틸화된 K18을 표적으로 하는 고특이성 토끼 단일클론 항체입니다. WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag에 대해 검증되었으며 광범위한 종 반응성을 나타냅니다. 후성유전학 연구 및 크로마틴 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K18 Rabbit mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetyl-Histone H3-K18
종	사람(Human)
GeneID (사람)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 사람 히스톤 H3 (P68431)의 K18 주변 아세틸화된 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체(Acetylated Antibodies)
응용	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat), 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백