

Acetyl-Histone H3-K18 (Q16695/P68431) 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Chip 및 Elisa용)

품목 번호: CM0000180



소개

인간 히스톤 H3 (SWISS: Q16695/P68431)의 아세틸화된 리신 18을 표적으로 하는 고훈이성 토끼 다클로날 항체입니다. WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었습니다. 후성유전학 연구, 크로마틴 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K18 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Acetyl-Histone H3-K18
종	인간(Human)
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간 H3 (NP_003520.1)의 K18 주변 합성 아세틸화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체(Acetylated Antibodies)
응용	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)