


아세틸-히스톤 H3-K18 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431) | Wb, Ihc, Chip, Elisa 검증 완료

품목 번호: CM0000187



소개

인간 히스톤 H3 (Swiss-Prot Q16695/P68431)의 아세틸화 라이신 18 (K18)을 인식하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ChIP, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 및 기타 종에 대해 광범위한 교차 반응성이 예측됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K18 토끼 mAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 아세틸-히스톤 H3-K18
종	인간
유전자ID (인간)	8290/8350
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K18 부위를 포함하는 합성 아세틸화 펩타이드
유래	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 반응 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스 팩