

Acetyl-Histone H3-K23 토끼 다클로날 항체 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Ihc-P, If/Icc, Elisa용

품목 번호: CM0000120



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP용 Acetyl-Histone H3-K23 토끼 다클로날 항체 (SWISS: Q16695/P68431). 인간, 마우스, 쥐 및 광범위한 종에서 교차 반응함. 크로마틴 조절에서 중요한 역할을 하는 핵심 뉴클레오솜 구성 요소.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K23 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K23
종	인간(Human)
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
항원(Immunogen)	인간 Histone H3 (NP_003520.1)의 K23 주변 합성 아세틸화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체(Acetylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat), 기타(광범위한 종 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량(Protein Weight)	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)