


아세틸-히스톤 H3-K27 토끼 단일클론 항체 (Chip, Wb & Ihc용) (Swiss: Q16695 / P68431)

품목 번호: CM0000176



소개

히스톤 H3 (SWISS Q16695/P68431)의 아세틸화된 라이신 27 (K27ac)을 특이적으로 인식하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq에서 검증되었습니다. 광범위한 교차반응성이 예측됩니다 (사람, 마우스, 래트). 후생유전학 및 염색질 생물학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	세부 정보
제품명	아세틸-히스톤 H3-K27 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27
종	사람
유전자ID (사람)	8290/8350
유전자ID	8290/8350
면역원	사람 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K27 부위를 포함하는 합성 아세틸화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차반응성	사람, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백