


Acetyl-Histone H3-K27 Rabbit Monoclonal Antibody (Q16695 / P68431) For Wb, Ihc-P, Chip

품목 번호: CM0000150



소개

히스톤 H3 (Q16695/P68431)의 아세틸화된 리신 27에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종과 반응합니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K27 Rabbit mAb
종(Species)	인간(Human)
GeneID	8290/8350
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H3 (P68431)의 K27 주변 합성 아세틸화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체(Acetylated Antibodies)
응용(Application)	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스백