


Acetyl-Histone H3-K27 토끼 단일클론 항체 (Q16695/P68431) (Wb, Chip, If, Ihc 용)

품목 번호: CM0000197



소개

Acetyl-Histone H3-K27 토끼 단일클론 항체 (SWISS Q16695/P68431)는 WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq, CUT&Tag에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차반응합니다. 히스톤 변형 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K27 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K27
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	인간 Acetyl-Histone H3-K27 (NP_003520.1)의 K27 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백