


아세틸-히스톤 H3-K27 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431), Wb, Chip-Seq, Elisa용

품목 번호: CM0000200



소개

Lys27에서 아세틸화된 히스톤 H3(SWISS Q16695/P68431)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq를 포함한 다양한 응용 분야에서 검증되었습니다. 광범위한 종 반응성이 예측됩니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K27 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 아세틸-히스톤 H3-K27
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3(NP_003520.1)의 K27 주변 아세틸화 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스백