


Acetyl-Histone H3-K27 Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431) For Wb, Db, Elisa, Chip – Camelbio

품목 번호: CM0000118



소개

아세틸화 히스톤 H3 라이신 27 (H3K27ac)에 특이적인 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, DB, ELISA, ChIP에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 후성유전학 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K27 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K27
종(Species)	Human
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원(Immunogen)	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K27 주변 합성 아세틸화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	아세틸화 항체
애플리케이션(Application)	WB, DB, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위한 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스백