

Acetyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용)

품목 번호: CM0000146



소개

사람 히스톤 H3 (Q16695/P68431)의 아세틸화된 리신 36을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트 및 기타 종과의 교차 반응성이 예측됩니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K36
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 사람 히스톤 H3 (NP_003484.1)의 K36 주변 합성 아세틸화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체 (Acetylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트, 기타 (광범위한 반응 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백 (Ice bag)