


아세틸-히스톤 H3 (K36) 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431), Wb 및 Elisa용

품목 번호: CM0000178



소개

히스톤 H3 아세틸화 라이신 36에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다 (SWISS: Q16695/P68431). 웨스턴 블로팅과 ELISA에 적합하며, 광범위한 종 교차반응성이 예측됩니다. 후성유전학 및 염색질 연구 응용 분야에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K36 토끼 pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K36
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K36 부위를 포함하는 합성 아세틸화 펩티드입니다.
생산来源	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스백