


아세틸-히스톤 H3-K4 (Q16695/P68431) 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용)

품목 번호: CM0000141



소개

라이신 4(K4) 부위의 아세틸화 히스톤 H3에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플의 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 넓은 범위의 교차 반응성이 예측됩니다. 후성유전학 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K4 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3(NP_003484.1)의 K4 부위를 포함하는 합성 아세틸화 펩티드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백