


아세틸-히스톤 H3-K4 토끼 단일클론 항체 (Q16695/P68431) For Wb, Ip, Ihc, Chip, Elisa

품목 번호: CM0000158



소개

라이신 4에서 아세틸화된 히스톤 H3 (Acetyl-Histone H3-K4)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 표적 분자량 ~15 kDa. 후성유전학 및 염색질 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K4 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
종	인간
GeneID (인간)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K4 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백