


Acetyl-Histone H3-K4 Rabbit Pab (Q16695 / P68431) For Wb, If, Elisa, Chip

품목 번호: CM0000161



소개

Acetyl-Histone H3-K4 Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431)는 내인성 acetyl-H3K4를 검출합니다. 사람, 쥐, 랫드에서 WB, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었으며, 광범위한 교차 반응성이 예측됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K4
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	H3
GeneID	8290/8350
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 사람 히스톤 H3 (NP_003484.1)의 K4 부근의 아세틸화된 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체(Acetylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat), 기타 (광범위함 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)