


아세틸-히스톤 H3 (K4/K9/K14/K18/K23/K27) 토끼 폴리클로날 항체 (Q16695 / P68431) For Wb, Elisa

품목 번호: CM0000166



소개

K4, K9, K14, K18, K23, K27 변이를 표적하는 폴리클로날 토끼 항-아세틸-히스톤 H3 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨, 광범위한 교차반응성 (인간, 마우스, 랫트). 후성유전학 연구 및 크로마틴 연구에 이상적. 15 kDa 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 토끼 pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	인간 아세틸-히스톤 H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 (NP_003520.1)의 K4 및 K27 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백