


Acetyl-Histone H3-K56 (Q16695 / P68431) Rabbit Monoclonal Antibody For Chip, Wb, If

품목 번호: CM0000105



소개

Acetyl-Histone H3-K56 Rabbit mAb (클론 A22565)는 인간 Histone H3 (Q16695/P68431)의 아세틸화된 라이신 56을 인식합니다. 후성유전학 연구를 위한 ChIP-seq, WB, IF 및 CUT&Tag에서 검증되었습니다. 마우스, 랫트 및 광범위한 예측 종과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Acetyl-Histone H3-K56 Rabbit mAb
비고/별칭	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K56
종	인간
GeneID (인간)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드; 인간 Histone H3 (NP_003520.1)의 K56 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백