


아세틸-히스톤 H3-K56 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431) 후성유전학 연구용 | Wb, Chip, Elisa

품목 번호: CM0000203



소개

라이신 56에서 아세틸화된 히스톤 H3를 표적으로 하는 아세틸 특이적 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에서 검증되었으며 넓은 교차반응성을 보입니다. 염색질 및 후성유전적 변형 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K56 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K56
종	인간
유전자ID (인간)	H3C 패밀리 유전자; H3-4 (HIST3H3)
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K56 주변 합성 아세틸화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위하게 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백