

아세틸-히스톤 H3-K9 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431) - 후성유전학 연구 및 Chip 응용 분야

품목 번호: CM0000172



소개

인간, 마우스, 래트에서 아세틸화된 히스톤 H3 라이신 9 (H3K9ac)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, ChIP-seq, IF/ICC 등 다양한 응용 분야에서 검증되었습니다. 후성유전학, 염색질 연구 및 체외진단(IVD) 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K9 토끼 단클론 항체
비고/별칭	H3A, HIST1H3A, H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, 아세틸-히스톤 H3-K9
종	인간
유전자 ID (인간)	8290/8350
유전자 ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1) K9 주변의 합성 아세틸화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백