


Acetyl-Histone H3 (K9/K14/K18/K23/K27) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16695/P68431

품목 번호: CM0000149



소개

리신 9, 14, 18, 23 및 27에서 아세틸화된 히스톤 H3를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 광범위한 교차 반응성이 예상됩니다. 후성유전학 연구 및 크로마틴 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27
종	사람(Human)
GeneID (사람)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	사람 아세틸-히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K9, K14, K18, K23 및 K27 주변의 합성 아세틸화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체(Acetylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat), 기타(광범위한 범위 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)