


Wb, If/Icc, Elisa용 아세틸-히스톤 H3-K9/K14/K18/K23/K27 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431)

품목 번호: CM0000135



소개

라이신 9, 14, 18, 23, 27에서 아세틸화된 히스톤 H3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐 및 기타 종과의 교차 반응성이 예측됩니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K9/K14/K18/K23/K27 토끼 pAb
비고/별칭	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; 아세틸-히스톤 H3-K9/K14/K18/K23/K27
종	인간
유전자 ID (인간)	H3
유전자 ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
범주	아세틸화 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 무게	15kDa
배송	얼음 주머니