

아세틸-히스톤 H3 (Lys4) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Chip, If용) | Q16695/P68431

품목 번호: CM0000147



소개

Lys4 위치에서 아세틸화된 히스톤 H3에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다 (Q16695/P68431). 웨스턴 블롯, ChIP, IF/ICC, IP, 도트 블롯, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응하는 것으로 예측됩니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K4 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; 히스톤 H3; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K4
종	인간
유전자ID (인간)	8290/8350
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K4 주변 아세틸화 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위하게 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송 방식	아이스백