


아세틸-히스톤 H4-K12 토끼 단클론 항체 (P62805), Chip·wb·ihc-P용 | Camelbio

품목 번호: CM0000195



소개

인간 히스톤 H4의 아세틸화 라이신 12에 특이적인 토끼 단클론 항체입니다. WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 등 다양한 종과 교차반응합니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H4-K12 토끼 단클론 항체
비고/별칭	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F1; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; 아세틸-히스톤 H4-K12
종	인간
유전자ID (인간)	8359/8370
유전자ID	8359/8370
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H4 (NP_003486.1)의 K12 부위 아세틸화 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11 kDa
배송 방식	아이스 팩