


Acetyl-Histone H4(K12) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Chip, Chip-Seq, Elisa | P62805

품목 번호: CM0000164



소개

인간 히스톤 H4의 아세틸화된 라이신 12를 표적으로 하는 특이적 토끼 단일클론 항체. WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq에 적합. 인간, 마우스, 래트 및 예측된 광범위 종과 교차반응. 후성유전학 및 염색질 생물학 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H4-K12 Rabbit mAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K12
종	인간
GeneID (인간)	8359/8370
GeneID	8359
면역원	인간 히스톤 H4 (P62805)의 K12 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백