


아세틸-히스톤 H4 (K12) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P62805

품목 번호: CM0000125



소개

인간 히스톤 H4 (P62805)의 아세틸화 라이신 12를 표적으로 하는 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 랫드 등 다양한 종과 광범위한 교차반응성을 보입니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H4-K12 토끼 pAb
비고/별칭	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F1; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acetyl-Histone H4-K12
종	인간
유전자ID (인간)	H4
유전자ID	8359
면역원	합성 펩타이드 - 인간 히스톤 H4 (NP_001029249.1)의 K12 부위를 포함하는 합성 아세틸화 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 랫드, 기타 (광범위한 종에서 예측됨)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송 방법	아이스 팩