


Acetyl-Histone H4-K16 (P62805) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa – Epigenetics Research

품목 번호: CM0000189



소개

Acetyl-Histone H4-K16 토끼 폴리클론 항체(UniProt P62805)는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와의 광범위한 교차 반응성을 보입니다. 진단 연구에서 히스톤 아세틸화, 염색질 역학 및 후생유전학적 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Acetyl-Histone H4-K16 Rabbit pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K16
종	인간
GeneID (인간)	H4
GeneID	8370
면역원	인간 히스톤 H4 (NP_003539.1)의 K16 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백