


Acetyl-Histone H4-K16 Rabbit Monoclonal Antibody (P62805) For Wb, Chip, And Ihc-P Applications

품목 번호: CM0000123



소개

히스톤 H4 (SWISS P62805)의 아세틸화된 라이신 16을 표적으로 하는 고도로 특이적인 래빗 단일클론 항체입니다. WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP에 대해 검증되었으며 넓은 반응성(인간, 마우스, 래트)을 보입니다. 염색질 및 후성유전학 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H4-K16 Rabbit mAb
비고/별칭	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acetyl-Histone H4-K16
종	인간
GeneID (인간)	8359/8370
GeneID	8359/8370
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 K16 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원천	래빗
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11 kDa
배송	아이스팩