


아세틸-히스톤 H4-K16 토끼 다클론 항체 (P62805), Wb, If/Icc, Elisa 적용 가능

품목 번호: CM0000099



소개

인간 히스톤 H4 (P62805)의 아세틸화 라이신 16을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 광범위한 교차 반응성이 예측됩니다. 염색질 조절의 중심에 있는 핵심 뉴클레오솜 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H4-K16 토끼 pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; 아세틸-히스톤 H4-K16
종	인간
유전자ID (인간)	H4
유전자ID	8359
면역원	인간 히스톤 H4 (NP_001029249.1)의 K16 부위 합성 아세틸화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩