


아세틸-히스톤 H4-K5 토끼 단클론 항체 (P62805), Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용

품목 번호: CM0000112



소개

아세틸-히스톤 H4-K5 토끼 단클론 항체 (P62805)는 인간, 마우스, 래트의 Lys5 아세틸화 히스톤 H4를 검출합니다. WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 후성유전학 연구 및 IVD 시약 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H4-K5 토끼 단클론 항체
비고/별칭	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; 아세틸-히스톤 H4-K5
종	인간
유전자ID (인간)	8359
유전자ID	8359
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H4 (P62805) K5 주변의 합성 아세틸화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩