


Acetyl-Histone H4-K5 Rabbit Polyclonal Antibody (P62805) – Wb, Ihc-P, Elisa, Chip용으로 검증됨

품목 번호: CM0000153



소개

Lys5에서 아세틸화된 히스톤 H4 (SWISS P62805)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA 및 ChIP 어플리케이션에 적합합니다. 인간, 마우스, 쥐 및 기타 종(광범위한 반응성 예측)과 반응합니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H4-K5 Rabbit pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K5
종	Human
GeneID (인간)	H4
GeneID	8359
면역원	인간 히스톤 H4 (NP_001029249.1)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Acetylated Antibodies
어플리케이션	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
교차 반응성	Human, Mouse, Rat, Other (Wide Range Predicted)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩