


Acetyl-Histone H4 (K8Ac) Rabbit Monoclonal Antibody - P62805 | Wb, Ip, Ihc-P, Chip에서 검증됨

품목 번호: CM0000140



소개

Acetyl-Histone H4-K8 토끼 단일클론 항체 (P62805)는 인간, 마우스, 쥐의 히스톤 H4 리신 8의 아세틸화를 검출합니다. WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA에 적합합니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H4-K8 Rabbit mAb
비고/별칭	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8359
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 K8 주변 합성 아세틸화 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체(Acetylated Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 쥐, 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	P62805
단백질 분자량(Protein Weight)	11 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)