


아세틸-히스톤 H4 K91 토끼 폴리클론 항체 (P62805) – Wb, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000143



소개

인간 히스톤 H4 (P62805)의 아세틸화된 라이신 91을 표적하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스, 랫트 및 기타 종과 교차 반응합니다. 염색질 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	아세틸-히스톤 H4-K91 토끼 pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K91
종	인간
GeneID (human)	H4
GeneID	8359
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 K91 주변 합성 아세틸화 펩타이드
원천	토끼
범주	아세틸화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백