


Acetyl-Hmgbl (Lys29) 토끼 다클로날 항체 (P09429) - Wb, If/Icc, Elisa용

품목 번호: CM0000142



소개

Lys29 (SWISS P09429)에서 아세틸화된 HMGB1에 특이적인 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 반응성으로 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 염증, DAMP 신호 전달 및 번역 후 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-HMGB1-K29 Rabbit pAb
비고/별칭	HMGI; HMG3; HMG-1; SBP-1; Acetyl-HMGB1-K29
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3146
GeneID	3146
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 HMGB1의 K29 주변 합성 아세틸화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체(Acetylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P09429
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)