


아세틸-P53 (K370) 토끼 단클론 항체 (P04637) - 웨스턴 블롯 및 Elisa용

품목 번호: CM0000192



소개

라이신 370 부위에서 아세틸화된 인간 p53(SWISS P04637)을 검출하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 마우스 시료에서 웨스턴 블롯과 ELISA 적용이 검증되었습니다. 암 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	아세틸-p53- K370 토끼 단클론 항체
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetyl-p53- K370
종	인간
유전자ID (인간)	7157
유전자ID	7157
면역원	합성 펩타이드 인간 p53(P04637)의 K370 주변 아세틸화 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P04637
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩