


Dot Blot 및 Elisa용 Acetyl-P53-K382 토끼 폴리클론 항체 (P04637)

품목 번호: CM0000103



소개

인간 p53(P04637)의 아세틸화된 라이신 382(K382)에 특이적인 토끼 폴리클론 항체입니다. Dot blot 및 ELISA용으로 검증되었으며, 암 및 세포 사멸 연구에서 p53 아세틸화를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-p53-K382 토끼 pAb
비고/별칭	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Acetyl-p53-K382
종	인간
GeneID (인간)	7157
GeneID	7157
면역원	인간 p53(NP_000537.3)의 K382 주변 합성 아세틸화 펩타이드
출처	토끼
카테고리	아세틸화 항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04637
단백질 무게	44kDa
배송	아이스팩