

Wb, If/Icc, Elisa용 Acot9 토끼 다클로날 항체 - Q9Y305

품목 번호: CM0013421

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 ACOT9 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플의 미토콘드리아 아실-CoA 티오에스테라제 9를 표적합니다. 지질 및 아미노산 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACOT9 Rabbit pAb
비고/별칭	ACATE2; CGI-16; MTACT48; MT-ACT48; ACOT9
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	23597
유전자 ID	23597
면역원(Immunogen)	사람 ACOT9 (NP_001028755.2)의 아미노산 22-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y305
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)